

VPAP- laitteen ja varusteiden kotihuolto-ohje

Varusteet on tärkeää puhdistaa säännöllisesti. Pesun ansiosta tarvikkeet kestävät pidempään ja maski istuu tiiviimmin kasvoille. Puhdistamatta jääneet tarvikkeet ovat infektioriski.

PESE MASKI päivittäin lämpimällä vedellä ja kerran viikossa miedolla kasvojenpesuaineella (esim. Lactacyd, Avecyd) tai miedolla, hajusteettomalla astianpesuaineella (esim. LV, Minirisk).

PESE REMMISTÖ kerran viikossa miedolla, hajustamattomalla saippuavedellä käsin tarrat suljettuina. Voit pestä remmistön myös pyykinpesukoneessa pyykkipussissa, vältä tällöin huuhteluaineen käyttöä.

PESE ILMALETKU lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella viikoittain. Huuhtelee ja anna ilmaletkun kuivua suoralta auringonvalolta ja lämmöltä suojattuna.

HUUHTELE VESISÄILIÖ päivittäin ja vaihda puhdas, kylmä vesi. Kerran viikossa pese vesisäiliö miedolla astianpesuaineella ja tiskiharjalla.

VAIHDA KERTAKÄYTTÖSUODATIN 4-6 kuukauden välein, suodatinta ei pestä.

Keuhkosairauksien poliklinikka

Ma-To klo. 8-13, Pe klo. 8-12 014 269 2353