

Pneumostat-venttiilin kotihoito-ohje

Pneumostat-venttiilin kautta keuhkopussiin kertyvä ilma ja erite pääsevät pois

Ilmavuodon seuranta:

- Tarkista kerran päivässä ilmavuodon määrä ruiskuttamalla 0.5-1 ml vesijohtovettä puolikuun malliseen osaan
- Hengitä syvään ja yski. Jos tulee kuplia tai vesi tyrskähtää pois, ilmavuoto jatkuu. Arvioi, onko ilmavuoto vähentynyt, lisääntynyt vai ennallaan
- Tyhjennä puolikuun mallinen osa vedestä joko kaatamalla vesi pois tai kuivaamalla

Eritteen tyhjentäminen:

- Nestelokeroon mahtuu 30 ml eritettä
- Kun nestelokero täyttyy, puhdista alhaalla oleva liitoskohta. Vedä luer-lock-ruiskulla eritteet pois ja tyhjennä neste WC-pönttöön. Merkitse eritteen määrä muistiin

Dreenin juuren hoito:

- Ihon kunnon seuranta
- Suihkussa saa käydä. Sidokset aina pois ennen suihkua
- Sauna, kylpy ja uiminen ovat kiellettyjä pneumostat-hoidon aikana

Ongelmat

- ihon alle kertyy ilmaa (tuntuu ”ritinä” painellessa)
- hengenahdistus lisääntyy
- nestelokeron tyhjentäminen ei onnistu (tukkeutuu joskus)
- kivut lisääntyvät
- kuume
- haava-alueen punoitus, turvotus, kuumotus, märkäeritys